I.I.S. "DENINA" - SALUZZO

SEZ. ITIS "RIVOIRA"

RELAZIONE di LABORATORIO di CHIMICA

ESPERIENZA N° 11 Data: 27/04/2021

Allievo: Bracco Mattia Classe: 2A

TITOLO: Durezza totale di un' acqua potabile.

La durezza totale (che esprime i sali di calcio e di magnesio, soprattutto sotto forma di carbonati, calcare) di un' acqua vengono determinati via complessometrica basato sulla formazione di complessi molto stabili tra gli ioni di calcio e di magnesio con l' acido EDTA (acronimo di etilendiamminotetraacetico) in opportune condizioni di pH.

Si misura in °F (1 °F è uguale a 10 mg / L di CaCO₃).

MATERIE PRIME:

- EDTA sale bisodico 0,01 M (sciogliere in acqua deionizzata 3,72 g di sale e successivamente diluire a 1000 mL).
- NET (omogenizzare in un mortaio 0,20 g di Nero Eriocromo T con 20 g di NnaCl).
- Sol tampone a pH 10 (diluire 50 mL di NH₃ (33% 0,890 d) con 300 mL di acqua deionizzata.
 - In seguito, aggiungere 54 g di NH₄Cl (sciolti a parte in 2000 mL di acqua deionizzata) e diluire a 1000 mL realizzando una soluzione 1M).

MATERIALE/VETRERIA:

Normale vetreria da laboratorio chimico.

PROCEDIMENTO:

Ai 100 mL di campione aggiungo 15 mL di soluzione tampone e una punta di spatola di indicatore. (operare a 40 – 50 ° C).

Titolare con EDTA M / 100 fino al cambiamento dal colore rosa a quello azzurro.

(Nota: utilizzando un campione di EDTA 0,01 M pari a 100 mL, i mL di EDTA utilizzati ci forniscono la durezza espressa direttamente in gradi francesi).

DATI SPERIMENTALI E CALCOLI:

Durezza °F	Classificazione
0 - 7	Dolcissima
8 - 15	Dolce
16 - 22	Dura
23 - 35	Molto Dura
> 35	Durissima

58 mL * (0.890 g / mL * 33%) / 17 g / mol = 1.00 M

Si ottiene (equazione di Hasselbach) una soluzione in cui pH = pK, quindi con pH = 9,26 per avere un pH uguale a 10 devo aumentare C_B di circa 5 volte (circa 330 mL di NH_{3 (c)}).

CRITERI DI SMALTIMENTO: Nessuno smaltimento particolare.

CONCLUSIONI: Con questa esperienza si è riusciti a determinare la durezza dell' acqua potabile.